



关于购置中医科医疗设备的请示

一、1、艾灸熏蒸床(青岛海蓝 型号 HL-JL-01(简易版) 价格 55000 元

艾灸床(国建医疗 型号 GJT-JLC-III 价格 42000 元)

中医艾灸床(翔宇医疗 型号 XY-JLC-I 价格 49800 元)

二、1.产品介绍:通过改变并加强原中医传统艾灸疗法,结合创新配方中医外敷药液形成新的高效安全的恒温艾灸系统。主要针对病种为国际公认最难以根治的痛风、类风湿关节炎、雷诺氏等风湿免疫疾病及慢性病。功效 1.让细胞的新陈代谢更为活跃,温养背椎造髓生髓补血养神。2.调节神经系统和内脏的功能,双向调节激素内分泌的功能。3 促进血液循环改善血液成分,全面深度排除体内毒素垃圾。4.全面改善体质增强免疫能力,显著镇痛止血消炎杀菌功能。此外全身灸还可以做到:通经活络、调节免疫、温经散寒、行气通络、扶阳固脱、升阳举陷、拔毒泄热、防病保健,此外还有美容的作用。

2.临床适用范围:

1、压力大、孤独、抑郁、心烦气躁、失眠、头疼、眩晕、脑力早衰、耳目失灵、易疲劳、长期在冷气室工作的亚健康人群,尤其是内分泌紊乱及更年期综合症人士。

2、风湿、类风湿、月子病、宫寒导致不孕及颈肩腰腿痛、腰椎间盘突出、颈椎病、肩周炎、脾胃虚寒、腰痛、膝关节疼痛、足跟痛等寒症人群。

3、防治心脑血管、高血脂、高血粘度、高血糖、高血压、冠心病、脑供血不足、胆囊炎、胆结石等人群。

4、酒精肝、脂肪肝、阳痿、早泄、疝气、不育症前列腺肥大增生、小便不利、前列腺炎等慢性炎症。

5、盆腔炎、月经不调、带下病、痛经、闭经、子宫肌瘤、卵巢囊肿、不孕症、宫寒、手脚冰凉、乳腺增生、乳腺炎等妇科疾病；清除各种皮肤斑点、雀斑、痤疮、黄褐斑、老年斑等。

6、胃肠功能紊乱，胃寒胃痛，胃酸过多，胃下垂，胃胀，便秘，泄泻，慢性胃炎。

7、易咳嗽、感冒、厌食、多动症、盗汗、爱吃过多寒凉食物而致脾胃虚寒的儿童。

3、禁忌症

心血管系统疾病：重症高血压、心脏病、急性脑血管意外、急慢性心功能不全者，使用艾灸熏蒸床可能会加重心脏负担，引发危险。

血液系统疾病：重度贫血患者，身体本身气血不足，艾灸熏蒸可能会进一步耗伤气血，不利于身体恢复。

感染性疾病：有高热、结核病、某些传染病（如肝炎、性病等）的患者，艾灸熏蒸可能会使病情扩散或加重。

出血性疾病：有出血倾向的疾病，如血小板减少性紫癜、血友病等，艾灸熏蒸可能会导致出血风险增加。

其他疾病：糖尿病患者血糖控制不佳时，皮肤对温度的感知可能不敏感，容易发生烫伤；恶性肿瘤活动期患者，艾灸熏蒸可能会刺激肿瘤细胞生长。

身体状态相关

特殊时期：妇女妊娠及月经期，艾灸熏蒸可能会刺激子宫，影响胎儿稳定或导致月经量异常。

疲劳饥饿状态：饭前饭后半小时内、饥饿、过度疲劳时，身体较为虚弱，此时进行艾灸熏蒸，可能会出现头晕、心慌等不适症状。

精神状态不佳：大怒、大惊、大恐等情绪不稳定时，不宜进行艾灸熏蒸，以免影响治疗效果或导致情绪波动更大。

皮肤相关

皮肤破损：皮肤有破溃、溃疡、感染等情况时，艾灸熏蒸可能会刺激伤口，引发疼痛、感染加重等问题。

皮肤过敏：对艾草、艾烟或熏蒸床使用的其他药物、材料过敏者，使用后可能会出现皮肤瘙痒、红肿、皮疹等过敏反应。

其他

无行为能力者及瘫痪患者：无法自主表达感受和配合治疗，使用艾灸熏蒸床时可能会发生意外，如烫伤等。

安装心脏起搏器者：艾灸熏蒸的电磁场等可能对心脏起搏器产生干扰，影响其正常工作。

4.效益分析

该产品每次治疗一个病人或一个部位，每人每次治疗 30 分钟，按 33 元每个部位进行收费，每天按中医科接受治疗人数 5 人计算，一天收费 165 元，每月按照 22 天工作日计算可收入 3630 元，预计一年多可回收成本。每年收费 43560 万元。

二、电子灸治疗仪(型号 eMoxa-I 安徽为臻生物工程技术有限公司 价格 6000 元)



eMoxa-I型电子灸治疗仪

产品概况 / PRODUCT OVERVIEW

电子灸治疗仪是根据中医灸疗原理,结合现代微电子、磁疗、近远红外理疗、超临界萃取技术,并广泛征询国内著名针灸学、中医工程学、电子学、结构设计、药物制剂等专家意见,而发明的具有自主知识产权的新型灸疗设备。它实现了智能操作、控温操作,无烟无火,定向导入,透皮吸收,多穴同灸等功能,完全具备传统艾炷灸、艾条灸的功效,可实施直接灸、间接灸、温针灸等一系列灸法,并弥补了传统艾灸烟雾大、易烫伤、操作费力、效率低下等不足。




产品适应症 / PRODUCT INDICATIONS

- **针灸科、康复科、理疗科:** 肩周炎、颈椎病、腰肌劳损、腰椎间盘突出症、膝关节性关节炎、中风后遗症、头痛、运动损伤、疼痛等。
- **内科:** 支气管炎、肺炎、胃炎、慢性肝炎、肠炎、高血压、结核病、肾炎等。
- **妇科:** 宫颈炎、附件炎、子宫内膜炎、月经不调、痛经、带下病等。
- **儿科:** 支气管炎、肺炎、哮喘、胃炎、肠炎、消化不良等。
- **泌尿科:** 前列腺炎、前列腺增生症、性功能障碍等。
- **治未病科:** 免疫力低下、四肢发凉等。
- **凡适合传统灸法的一切病症均可使用!**

使用性能 / SERVICE PERFORMANCE

- 液便模式,液晶显示灸疗时间和温度,灸疗时间采取倒计时法,结束后有指示灯和报警声双重提示,各通道可单独设置灸头使用温度、时间。
- 4个输出端口,最多可使用6个灸头同时施灸。
- 配有4个单灸头,1个大灸头,1套腹部3连组合灸头。
- 连续工作时间: >8小时。
- 施灸半径: 0~1800mm±30mm。
- 灸头灸疗温度设定范围: 37~57℃内连续可调。
- 灸头中心点恒温值的误差在 $\leq \pm 3^\circ\text{C}$ 。
- 灸头灸疗的升温时间: 5min。
- 灸头灸疗时间设定范围: 1~99min分钟内连续可调。
- 灸头表面磁场强度: 最大值 $\geq 30\text{mT}$ 。
- 灸头具备温针灸、隔物灸、磁疗、直接灸等灸法。
- 温针孔: $\Phi 2.8 \times 0.5\text{mm}$, 单组灸头(小)适配的灸垫直径为 $35\text{mm} \pm 5\%$, 单组灸头(大)适配的方形灸垫尺寸为 $(91 \times 91)\text{mm} \pm 5\%$ 。



胶布带固定

绑带固定

温针

大灸头

申请科室: 乌拉泊社区卫生服务中医科

2025 年 6 月 11 日